




TISSUS VIVALTO

100% POLYESTER SIMPLE PLI/BORDS SOUDES PAR ULTRASONS
 Référence STVALTO...(cf ci-dessous)



DESCRIPTION

Le tissu **VIVALTO** est un 100% polyester tricoté épais, lui conférant une très haute absorption, de qualité supérieure avec bords découpés par ultrason. Permet un bionettoyage rapide et efficace.

- ✓ Très haute absorption
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 5 / 7 – Classe A / B / C / D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	135 ± 5 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption Capacité	408 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0,5µm (LPC)	4.6 x 10 ⁶ /m ²	IEST-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 µm (LPC)	< 600 /m ²	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
Eau DI	0.01 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
IPA	0.03 g/m ²	
Ions		IEST-RP-CC004.3
Sodium (Na+)	0.21 PPM	
Potassium (K+)	0.03 PPM	
Chlore (Cl-)	0.06 PPM	

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe



TISSUS VIVALTO


100% POLYESTER SIMPLE PLI/BORDS SOUDES PAR ULTRASONS
 Référence STOVALTO... (cf ci-dessous)

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOVALTO4	10 X10 CM (4'')	Cartons de 8 sachets de 600 formats sous double emballages
STOVALTO9	23 X 23 CM (9'')	Cartons de 8 sachets de (2x 75) formats sous doubles emballages
STOVALTO12	30,5 X 30,5 CM (12'')	Cartons de 4 sachets de (2x 50) formats sous doubles emballages

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication.
Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.



- Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- Stocker dans un endroit sec (humidité < 70 %)
- Protéger des sources de chaleur et radioactives

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus.
- La comptabilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos tissus en fonction de son application.
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles.
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com