




TISSUS VIVALTO

SIMPLE PLIS À BORDS SOUDÉS PAR ULTRASONS
STOVALTOxxx

PROCESS



DESCRIPTION

Le tissu **VIVALTO** est un 100% polyester tricoté épais, lui conférant une très haute absorption, de qualité supérieure avec bords découpés par ultrason. Permet un bionettoyage rapide et efficace.

- ✓ Très haute absorption
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 5 / 7 – Classe A / B / C / D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	135 ± 5 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption		
✓ Capacité	408 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3

Version 2.0_02/25

CLEANVIEW, la marque propre de



STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com



Une société du groupe

SYNEXIN



TISSUS VIVALTO

SIMPLE PLIS À BORDS SOUDÉS PAR ULTRASONS
STOVALTOxxx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTAMINATION


Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées $\geq 0,5\mu\text{m}$ (LPC) Fibres $\geq 100 \mu\text{m}$ (LPC)	$4.6 \times 10^6/\text{m}^2$ $< 600 /\text{m}^2$	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ Eau DI ✓ IPA	0.01 g/m ² 0.03 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Ions ✓ Sodium (Na+) ✓ Potassium (K+) ✓ Chlore (Cl-)	0.21 ppm 0.03 ppm 0.06 ppm	IEST-RP-CC004.3

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication

Péremption de stérilité : 3 ans à date de stérilisation

Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 22°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives

Version 2.0_02/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS VIVALTO

SIMPLE PLIS À BORDS SOUDÉS PAR ULTRASONS
STOVALTOxxx

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOVALTO4	10 X10 cm (4'')	Carton de 8 sachets de 600 formats sous double emballage
STOVALTO9	23 X 23 cm (9'')	Carton de 8 sachets de (2x 75) formats sous double emballage
STOVALTO9-10S	23 X 23 cm (9'')	Carton de 20 sachets de 10 formats STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous triple emballage
STOVALTO12	30,5 X 30,5 cm (12'')	Carton de 4 sachets de (2x 50) formats sous double emballage

Version 2.0_02/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com



Une société du groupe

SYNEXIN