

DISTRIBUTION PAR

**DESIGNATION : BLOUSON DE BLOC****REFERENCE : M06X-40X (NEWBLZ)**

	<b>APPLICATIONS</b>								
	Permet de protéger le personnel soignant au bloc ou dans les services du froid								
	<b>TAILLE</b>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Taille</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M063-40BE/RO/PM/VT</td> <td>MEDIUM BLEU/ROSE/PARME/ VERT</td> </tr> <tr> <td>M064-40 BE/RO/PM/VT</td> <td>LARGE BLEU/ROSE/PARME/ VERT</td> </tr> <tr> <td>M065-40 BE/RO/PM/VT</td> <td>X - LARGE BLEU/ROSE/PARME/ VERT</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	Taille	M063-40BE/RO/PM/VT	MEDIUM BLEU/ROSE/PARME/ VERT	M064-40 BE/RO/PM/VT	LARGE BLEU/ROSE/PARME/ VERT	M065-40 BE/RO/PM/VT	X - LARGE BLEU/ROSE/PARME/ VERT
Référence	Taille								
M063-40BE/RO/PM/VT	MEDIUM BLEU/ROSE/PARME/ VERT								
M064-40 BE/RO/PM/VT	LARGE BLEU/ROSE/PARME/ VERT								
M065-40 BE/RO/PM/VT	X - LARGE BLEU/ROSE/PARME/ VERT								
	<b>DIMENSIONS</b>								
	Largeur : 66 cm Longueur : 77 cm 2 poches								
	<b>COLORIS</b>								
	Bleu – Vert – Parme - Rose								
<b>PRÉSENTATION DU MODÈLE</b>	Blouson à manches longues Poignets et col en jersey Taille élastiquée Traitement antistatique Emballage par 10 sous sachet recyclé								
<b>MODE D'ELIMINATION</b>	<i>Par incinération</i>								
<b>COMPOSITION DE LA MATIÈRE</b>	(*Valeurs indicatives)								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nature</li> <li>• Grammage</li> </ul>	Nontissé polypropylène 40 gr/m <sup>2</sup> +/- 3 %								
<b>TEMPERATURE DE FUSION</b>	165°C								
<b>STERILISATION</b>	Autoclave à 121°C								
<b>MARQUAGE CE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non								
<b>CERTIFICATION</b>	Dispositif Médical (DM) de classe 1 Conforme à la Directive 93/42 Conforme à la norme NF EN 13795								
<b>CONDITIONNEMENT</b>									
Carton de 100 blousons Medium Large X-Large									

\*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.



2 rue André Citroën  
95100 FRANCOVILLE  
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23  
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24  
www.sterigene.com