



TISSUS CIELINO

NON TISSES CELLULOSE / POLYESTER
 Référence STOLINO...(cf ci-dessous)



DESCRIPTION

Le tissu **CIELINO** est un non tissé cellulose 55% / polyester 45%. Fabriqué à partir de fibres ultra propres. La cellulose confère l'absorption au tissu alors que le polyester limite la contamination de ce tissu. Bon compromis pour l'essuyage général des ZAC.

- ✓ Très haute absorption
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Exempt de silicone, DOP et amine.
- ✓ Compatible classe ISO 5 / 8 – Classe B/C/D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	68 ± 5 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption °Capacité	> 280 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥0. 5µm (LPC)	53 x 10 ⁶ /m ²	IEST-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 µm (LPC)	< 40 000 /m ²	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
Eau DI	< 0.01 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
IPA	< 0.01 g/m ²	
Ions		IEST-RP-CC004.3
Sodium (Na ⁺)	< 20 PPM	
Potassium (K ⁺)	< 1 PPM	
Chlore (Cl ⁻)	< 18 PPM	

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe



TISSUS CIELINO


NON TISSES CELLULOSE / POLYESTER
Référence STOLINO...(cf ci-dessous)

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOLINO9	23 X 23 CM (9'')	Cartons de 12 sachets de 300 formats sous double emballage
STOLINO12	30.5 X 30.5 CM (12'')	Cartons de 8 sachets de 150 formats sous double emballage

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication.
Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.



- Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- Stocker dans un endroit sec (humidité < 70 %)
- Protéger des sources de chaleur et radioactives

* Informations complémentaires

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus.
- La compatibilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos tissus en fonction de son application.
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles.
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe