




TISSUS PREZIOSO PREMIUM

100% POLYESTER SIMPLE PLI/BORDS SOUDES PAR LASER
 Référence STOZIOP... (cf ci-dessous)



DESCRIPTION

Le tissu **PREZIOSO PREMIUM** est un 100% polyester tricoté en double interlock, lui conférant une très haute absorption, de qualité supérieure avec bords découpés par laser. Process de fabrication ultra performant. Permet un bionettoyage rapide et efficace.

- ✓ Très absorbant
- ✓ Génération de fibres et de particules extrêmement basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 4 / 7 – Classe A / B / C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	135 ± 5 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption °Capacité	400 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0,5µm (LPC)	4.2 x 10 ⁶ /m ²	IEST-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 µm (LPC)	<400 /m ²	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
Eau DI	0.01 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
IPA	0.02 g/m ²	
Ions		IEST-RP-CC004.3
Chlore (Cl-)	0.05 PPM	
Sodium (Na+)	0.17 PPM	
Potassium (K+)	0.01 PPM	

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe



TISSUS PREZIOSO PREMIUM


100% POLYESTER SIMPLE PLI/BORDS SOUDES PAR LASER
Référence STOZIOP...(cf ci-dessous)

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOZIOP9	23X23 CM (9'')	Cartons de 10 sachets de 150 formats sous double emballages

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication.
Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.



- Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- Stocker dans un endroit sec (humidité < 70 %)
- Protéger des sources de chaleur et radioactives

Informations complémentaires

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus.
- La comptabilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos tissus en fonction de son application.
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles.
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com