

# MICROMIUM SERIES



**STERILE**  
**WEEWL\_CBEMS**



## Principales caractéristiques

- Nouvelle matière légère **MICROMIUM®** / Contamination maîtrisée
- Évaluation de la propreté selon la méthode de test IEST-RP-CC003.3, résultats : Catégorie 1 / Compatible ISO 4
- Emballage scellé par paire avec Easy Tear
- Suremballage par 25 paires
- Accessoire stérile / Irradiation gamma.

## Confection du vêtement

- Coutures bordées et élastiques entunnelés
- Semelle antidérapante en PVC
- Lien de serrage
- Hauteur : 50 cm

## Fabrication du vêtement

- Fabrication dans un environnement contrôlé et répondant à la norme EN ISO9001 :2008

## Applications

- Industries pharmaceutiques et cosmétiques
- Biotechnologie et laboratoires de recherche
- Industries de pointe
- Domaine médical

## Emballage et traçabilité

Carton  
de 100 paires



Grand sac scellé  
avec clip



Sous conditionnement  
par 25 paires



Une paire par sachet  
avec « Easytear »



Numéro de lot traçable du carton à la tenue jetable

**DESRIPTIF** : Surbotte avec semelle antidérapante en PVC

Lien de serrage

Elastiques entunellés

**MATERIAUX ET COUTURE** : Film microporeux

Coutures bordées

### PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Classe	
Résistance à l'abrasion	EN530	Classe 2	
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	Classe 6	
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	Classe 1	
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Classe 1	
Résistance à la perforation	EN863	Classe 1	

### RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu		Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%		Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%		Classe 3	Classe 3

### METHODE IRRADIATION

GAMMA irradiation (25 kGy)

### DISPOSITIF STERILE

Validation de la méthode d'essai de stérilité, pharmacopée Européenne 2.6.1

Contrôle à réception de chaque lot, par un test de stérilité.

### PROPRETE

TAMBOUR DE HELMKE	Méthode test	Taux d'émissions des particules $\geq 0.3 \mu\text{M}$	Résultat
	IEST-RP-CC003.3	$\leq 2\ 000$	Catégorie 1

### EMBALLAGE

TRIPLE EMBALLAGE	1 <sup>er</sup>	2 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>
	2 unités - Scellé et exempt d'air Système Easytear	50 unités avec clip	200 unités avec clip

### TAILLE

Hauteur	Longueur semelle	Largeur semelle	Référence WeeSafe
47 CM	36 CM	13 CM	WL-CBEMS-00

### CONDITIONNEMENT

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	200	13 KG	44 X 34 X 36 CM	0,053 <sup>M3</sup>
Palette	4 000	270 KG	80 X 120 CM	N/A

**GENCOD** : 3701012802459

**CODE DOUANIER** : 6210109800