




## TISSUS GIOIELLO

100% POLYESTER DOUBLE PLI/ BORDS SOUDES PAR ULTRASON  
 Référence STOGIO...(cf ci-dessous)



## DESCRIPTION

Le tissu **GIOIELLO** est un 100% polyester double plis, lui conférant une absorption extrême, de qualité supérieure. Assemblage des deux plis selon un procédé de soudure par ultrason augmentant l'absorption. STERIGENE recommande le tissu **GIOIELLO** pour les essuyages très critiques de tout type de surface.

- ✓ Très haute absorption (Supérieure à 2 tissus simple)
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 5 / 7 – Classe A / B / C

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### PERFORMANCES

| Données                 | Valeurs Typiques mesurées | Méthodes de test |
|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Grammages               | 260 ± 10 g/m <sup>2</sup> | IEST-RP-CC004.3  |
| Absorption<br>°Capacité | 1021 ml/m <sup>2</sup>    | IEST-RP-CC004.3  |

### CONTAMINATION

| Données                           | Valeurs Typiques mesurées             | Méthodes de test |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Particules libérées ≥ 0.5µm (LPC) | 9.5 x 10 <sup>6</sup> /m <sup>2</sup> | IEST-RP-CC004.3  |
| Fibres ≥ 100 µm (LPC)             | < 600 /m <sup>2</sup>                 | IEST-RP-CC004.3  |
| Résidus non volatiles (NVR)       |                                       |                  |
| Eau DI                            | 0.016 g/m <sup>2</sup>                | IEST-RP-CC004.3  |
| IPA                               | 0.026 g/m <sup>2</sup>                |                  |
| Ions                              |                                       | IEST-RP-CC004.3  |
| Sodium (Na+)                      | 0.26 PPM                              |                  |
| Potassium (K+)                    | 0.12 PPM                              |                  |
| Chlore (Cl-)                      | 0.23 PPM                              |                  |

Version A01\_09/23

## STERIGENE

**Siège** : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence** : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

[www.STERIGENE.com](http://www.STERIGENE.com) – [www.STERIGENE-STORE.com](http://www.STERIGENE-STORE.com)

Une société du groupe



## TISSUS GIOIELLO


100% POLYESTER DOUBLE PLI/ BORDS SOUDES PAR ULTRASONS  
 Référence STOGIO...(cf ci-dessous)

### CONDITIONNEMENT

| Références  | Dimensions     | Conditionnement   |
|-------------|----------------|---|
| STOGIO9     | 23 x 23 cm     | Cartons de 10 sachets de 100 unités sous double emballage   |
| STOGIO9_10S | 23 x 23 cm     | Carton de 20 sachets de 10 formats STERILES avec SAL de 10 <sup>-6</sup> (Rayon à 25 kGy) sous triple emballage |
| STOGIO12    | 30.5 X 30.5 cm | Cartons de 10 sachets de 50 formats sous double emballage   |

### PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

**Péremption : 3 ans à date de fabrication.**  
**Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.**



- Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- Stocker dans un endroit sec (humidité < 70 %)
- Protéger des sources de chaleur et radioactives

#### Informations complémentaires

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus.
- La comptabilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos tissus en fonction de son application.
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles.
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version A01\_09/23

#### STERIGENE

**Siège :** 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence :** 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

[www.STERIGENE.com](http://www.STERIGENE.com) – [www.STERIGENE-STORE.com](http://www.STERIGENE-STORE.com)

Une société du groupe