




TISSUS STORIO PREMIUM

100% POLYESTER DOUBLE PLI/BORDS SOUDES PAR ULTRA SONS
 Référence STORIOP... (cf ci-dessous)



DESCRIPTION

Le **STORIO PREMIUM** est un 100 % polyester double plis fabriqué à partir de fibres ultra propres. Le process de fabrication très performant fait du STORIO PREMIUM un tissu Ultra propre. Sa construction double plis lui confère une très bonne absorption.

- ✓ Composé de 2 tissus à base de filaments de polyester tricotés.
- ✓ Larges Bords soudés par ultrasons
- ✓ Extrêmement faible génération ≤ particulaire et fibre.
- ✓ Absorption supérieure à 2 tissus simple plis
- ✓ Fabriqué et conditionné en ISO 4
- ✓ Compatible ISO 4/6- Classe A / B / C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	150 ± 5 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption °Capacité	≥700 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 5µm (LPC)	≤ 4 x 10 ⁶ /m ²	IEST-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 µm (LPC)	< 600 /m ²	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
Eau DI	≤ 0.01 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
IPA	≤ 0.04 g/m ²	
Ions		IEST-RP-CC004.3
Sodium (Na ⁺)	≤ 0.5 PPM	
Potassium (K ⁺)	≤ 0.5 PPM	
Chlore (Cl ⁻)	≤ 0.5 PPM	

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23

Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe



TISSUS STORIO PREMIUM


100% POLYESTER DOUBLE PLI/BORDS SOUDES PAR ULTRA SONS
Référence STORIOP...(cf ci-dessous)

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STORIOP9	23X23 CM (9'')	Cartons de 10 sachets de 100 formats sous double emballages

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication.
Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.



- Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- Stocker dans un endroit sec (humidité < 70 %)
- Protéger des sources de chaleur et radioactives

* Informations complémentaires

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus.
- La compatibilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos tissus en fonction de son application.
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles.
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com