




## TISSUS STORIO PREMIUM Xtra

100% POLYESTER DOUBLE PLI / BORDS SOUDES A LARGES BORDS  
 Référence STORIOPX...(cf ci-dessous)



### DESCRIPTION

Le STORIO PREMIUM Xtra est un 100 % polyester double plis fabriqué à partir de fibres ultra propres. Le process de fabrication très performant fait du STORIO PREMIUM Xtra un tissu Ultra propre. Sa construction double plis lui confère une très bonne absorption

- Composé de 2 tissus à base de filaments de polyester tricotés.
- Larges Bords soudés
- Extrêmement faible génération≤ particulaire et fibre.
- Absorption supérieure à 2 tissus simple plis
- Fabriqué et conditionné en ISO 4
- Compatible ISO 4/6- Classe A/B/C

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	150 ± 10 g/m <sup>2</sup>	IEST-RP-CC004.3
Absorption °Capacité	> 700 ml/m <sup>2</sup>	IEST-RP-CC004.3

#### CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0,5µm (LPC)	4 x 10 <sup>6</sup> /m <sup>2</sup>	IEST-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 µm (LPC)	<600 /m <sup>2</sup>	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
Eau DI	0.01 g/m <sup>2</sup>	IEST-RP-CC004.3
IPA	0.04 g/m <sup>2</sup>	
Ions		IEST-RP-CC004.3
Chlore (Cl-)	0.5 PPM	
Sodium (Na+)	0.5 PPM	
Potassium (K+)	0.5 PPM	

Version A01\_09/23

#### STERIGENE

**Siège :** 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence :** 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

[www.STERIGENE.com](http://www.STERIGENE.com) – [www.STERIGENE-STORE.com](http://www.STERIGENE-STORE.com)


Une société du groupe

**TISSUS STORIO PREMIUM Xtra****100% POLYESTER DOUBLE PLI / BORDS SOUDES A LARGES BORDS**  
Référence STORIOPX... (cf ci-dessous)**CONDITIONNEMENT**

Références	Dimensions	Conditionnement
STORIOPX9	23 x 23 cm (9')	Cartons de 10 sachets de 100 formats sous double emballages

**PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE**

**Péremption : 3 ans à date de fabrication.**  
**Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.**



- Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- Stocker dans un endroit sec (humidité < 70 %)
- Protéger des sources de chaleur et radioactives

Informations complémentaires

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus.
- La comptabilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos tissus en fonction de son application.
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles.
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version A01\_09/23

**STERIGENE**

**Siège :** 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence :** 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

[www.STERIGENE.com](http://www.STERIGENE.com) – [www.STERIGENE-STORE.com](http://www.STERIGENE-STORE.com)